

HARTMANN



Aiuta. Cura. Protegge.

**Maggiore sicurezza,
maggiore tempo,
maggiore resa:
set monouso
sterili MediSet®.**

Convenienti e
completamente
fatturabili tramite
TARDOC*

Set monouso **MediSet®**

- +** Per lavorare in modo rapido e sicuro: tutti i componenti a colpo d'occhio
- +** Sterili, pronti all'uso e con una durata di conservazione fino a 3 anni
- +** Minore produzione di rifiuti rispetto ai componenti in confezioni singole

*** NOVITA:** Il 1° gennaio 2026 il sistema tariffario vigente TARMED sarà sostituito dal nuovo catalogo tariffario individuale TARDOC e da forfait ambulatoriali. In linea di principio, i set di materiali sono interamente fatturabili

Fonte: (Elenco delle prestazioni per tariffe mediche ambulatoriali [EPTMA], interpretazione generale GI26)

Con i nostri set monouso **MediSet®** semplificate i processi e aumentate la sicurezza




Set per il trattamento delle ferite

MediSet® Set per medicazione ferite 1

REF 480126

Pharmacode 1121279

Contenuto per cartone = Confezione: 75 pz.




1 telo di copertura impermeabile, 38 x 45 cm
5 tamponi di garza, grandezza di una prugna, dim. 3, 20 fili
1 pinzetta anatomica, 12,5 cm, blu, in plastica
1 pinzetta anatomica, 12,5 cm, verde, in plastica
5 compresse di garza in tessuto non tessuto, 7,5 x 7,5 cm, 30 g/m²

MediSet® Set per medicazione ferite

REF 478268

Pharmacode 7830035

Contenuto per cartone = Confezione: 24 pz.




1 telo di copertura Protect, 90 x 100 cm
1 panno perforato Protect, 50 x 60 cm, foro Ø 7cm centrale, adesivo
1 bicchiere, 150 ml, rotondo, trasparente
1 pinza Rochester-Péan, 14 cm, dritta, in metallo, codificata a colori
10 tamponi di garza, grandezza di una prugna, dim. 3, 20 fili

MediSet® Set per medicazione ferite n. 4B

REF 478605

Pharmacode 1098481

Contenuto per cartone = Confezione: 84 pz.




1 telo di copertura impermeabile, 38 x 45 cm
1 pinzetta anatomica, 12,5 cm, blu, in plastica
1 pinzetta anatomica, 12,5 cm, verde, in plastica
5 tamponi di garza, grandezza di una prugna, dim. 3, 20 fili

MediSet® Set per cambio medicazione avvolto

REF 478188

Pharmacode 7788980

Contenuto per cartone = Confezione: 18 pz.



Avvolti in 1 telo di copertura Protect 75 x 90 cm
1 panno perforato Protect, 45 x 75 cm, foro, 2 pezzi, adesivo
1 bicchiere, 150 ml, rotondo, trasparente
4 tamponi di garza, grandezza di una prugna, dim. 3, 20 fili
6 compresse di garza, 10 x 10 cm, 17 fili, 8 strati


Set per sutura / rimozione suture

MediSet® Set di sutura piccolo

REF 475619

Pharmacode 1102305

Contenuto per cartone = Confezione: 36 pz.




1 telo di copertura Protect, 60 x 60 cm
1 panno perforato Protect, 90 x 75 cm, foro Ø 10 cm centrale, adesivo
1 pinzetta micro Adson, 12 cm, chirurgica, dritta, in metallo, codificata a colori
1 pinza Kocher, 14 cm, dritta, in plastica
1 bisturi monouso, 14 cm, Fig. 11, con cappuccio protettivo
1 bisturi monouso, 14 cm, Fig. 15, con cappuccio protettivo
8 tamponi di garza, grandezza di una prugna, dim. 3, 20 fili
1 portaaghi, 12 cm, con chiusura, in metallo, codificato a colori
1 forbici Iris, 11,5 cm, curve, in metallo, codificate a colori²
5 compresse di garza in tessuto non tessuto, 10 x 10 cm, 30 g/m²

MediSet® Set de suture n° 12

REF 470176

Pharmacode 1146401

Contenuto per cartone = Confezione: 36 pz.




5 compresse di garza in tessuto non tessuto, 7,5 x 7,5 cm, 30 g/m²
1 panno perforato, 50 x 50 cm, foro Ø 5 cm x 10 cm, adesivo
1 paio di forbici, 11,4 cm, appuntite/affilate, dritte, in metallo, codificate a colori
1 pinzetta Adson, 12 cm, chirurgica, dritta, in metallo, codificata a colori

MediSet® Rimozione suture con forbici

REF 475699

Pharmacode 1107109

Contenuto per cartone = Confezione: 88 pz.




2 compresse di garza, 5 x 5 cm, 17 fili, 8 strati
1 forbici Iris, 11,5 cm, dritte, in metallo, codificate a colori
1 pinzetta micro Adson, 12 cm, anatomica, dritta, in metallo, codificata a colori

MediSet® Set levapunti

REF 478050

Pharmacode 7803878

Contenuto per cartone = Confezione: 64 pz.



6 tamponi in tessuto non tessuto, grandezza di una prugna, Ø 4 cm, 30 g/m²
1 pinzetta micro Adson, 12 cm, anatomica, dritta, in metallo, codificata a colori
1 tagliafilo, 6,5 cm, curvo, confezionato singolarmente



Aiuta. Cura. Protegge.

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Brunns-Str. 28
CH-8212 Neuhausen

Tel. +41 (0)52 674 31 11
info@ivf.hartmann.info
www.ivf.hartmann.info



Per saperne di più
<https://ivfh.ch/mediset>