

HARTMANN



Aide. Soigne. Protège.

Plus de sécurité, plus de temps, plus de rendement: sets à usage unique stériles MediSet®.

Économiques et facturation intégrale via **TARDOC***

Sets à usage unique MediSet®

- + Travail rapide et sûr: Tous les composants d'un seul coup d'œil
- + Stériles, prêts à l'emploi et conservables jusqu'à 3 ans
- + Moins de déchets par rapport à des composants à emballage individuel

* **NOUVEAU:** Le 1^{er} janvier 2026, le système de tarification TARMED actuel sera remplacé par la nouvelle nomenclature de tarifs à la prestation TARDOC et des forfaits ambulatoires. Les sets de matériel sont en principe entièrement facturables.

Source: (catalogue des prestations relevant des tarifs médicaux ambulatoires CPTMA, interprétation générale IG26)

Grâce à nos sets à usage unique **MediSet®**,
simplifiez les processus et renforcez la sécurité




Sets de soins des plaies

MediSet® Set de pansements-1

REF 480126

Pharmacode 1121279

Contenu par carton = paquet: 75 pcs




1 champ, opaque, 38 x 45 cm
5 tampons de gaze, taille prune, taille 3, 20 fils
1 pincette anatomique, 12,5 cm, bleu, plastique
1 pincette anatomique, 12,5 cm, vert, plastique
5 compresses en non-tissé, 7,5 x 7,5 cm, 30 g/m²

MediSet® Set de soins des plaies

REF 478268

Pharmacode 7830035

Contenu par carton = paquet: 24 pcs




1 champ Protect, 90 x 100 cm
1 champ percé Protect, 50 x 60 cm, trou Ø 7 cm central, adhésif
1 gobelet, 150 ml, rond, transparent
1 pince Rochester-Péan, 14 cm, droite, métal, repérage couleur
10 tampons de gaze, taille prune, taille 3, 20 fils

MediSet® Set de pansements No. 4B

REF 478605

Pharmacode 1098481

Contenu par carton = paquet: 84 pcs




1 champ, opaque, 38 x 45 cm
1 pincette anatomique, 12,5 cm, bleu, plastique
1 pincette anatomique, 12,5 cm, vert, plastique
5 tampons de gaze, taille prune, taille 3, 20 fils

MediSet® Set de changement de pansements – avec champ enveloppant

REF 478188

Pharmacode 7788980

Contenu par carton = paquet: 18 pcs



Emballé dans un champ Protect 75 x 90 cm
1 champ percé Protect, 45 x 75 cm, trou, 2 pièces, adhésif
1 gobelet, 150 ml, rond, transparent
4 tampons de gaze, taille prune, taille 3, 20 fils
6 compresses de gaze, 10 x 10 cm, 17 fils, 8 plis


Sets de suture / retrait de suture

MediSet® Petit set de suture

REF 475619

Pharmacode 1102305

Contenu par carton = paquet: 36 pcs




1 champ Protect, 60 x 60 cm
1 champ percé Protect, 90 x 75 cm, trou Ø 10 cm central, adhésif
1 pincette Micro Adson, 12 cm, chirurgicale, droite, métal, repérage couleur
1 pince Kocher, 14 cm, droite, plastique
1 scalpel à usage unique, 14 cm, Fig. 11, avec capuchon de protection
1 scalpel à usage unique, 14 cm, Fig. 15, avec capuchon de protection
8 tampons de gaze, taille prune, taille 3, 20 fils
1 porte-aiguille, 12 cm, avec verrou, métal, repérage couleur
1 paire de ciseaux Iris, 11,5 cm, courbes, métal, repérage couleur
5 compresses en non-tissé, 10 x 10 cm, 30 g/m²

MediSet® Set de suture -12

REF 470176

Pharmacode 1146401

Contenu par carton = paquet: 36 pcs




5 compresses en non-tissé, 7,5 x 7,5 cm, 30 g/m²
1 champ percé, 50 x 50 cm, trou Ø 5 cm x 10 cm, adhésif
1 paire de ciseaux, 11,4 cm, pointu/pointu, droits, métal, repérage couleur
1 pincette Adson, 12 cm, chirurgicale, droite, métal, repérage couleur
1 porte-aiguille, 12 cm, avec verrou, métal, repérage couleur

MediSet® Set de retrait des sutures avec ciseaux

REF 475699

Pharmacode 1107109

Contenu par carton = paquet: 88 pcs




2 compresses de gaze, 5 x 5 cm, 17 fils, 8 plis
1 paire de ciseaux Iris, 11,5 cm, droits, métal, repérage couleur
1 pincette Micro Adson, 12 cm, anatomique, droite, métal, repérage couleur

MediSet® Set de retrait de fils

REF 478050

Pharmacode 7803878

Contenu par carton = paquet: 64 pcs



6 tampons en non-tissé, taille prune, Ø 4 cm, 30 g/m²
1 pincette Micro Adson, 12 cm, anatomique, droite, métal, repérage couleur
1 lame coupe-fil, 6,5 cm, courbe, emballage simple



Aide. Soigne. Protège.

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Brunns-Str. 28
CH-8212 Neuhausen

Tél. +41 (0)52 674 31 11
info@ivf.hartmann.info
www.ivf.hartmann.info



Découvrez-en plus ici
<https://ivfh.ch/mediset>