



Mini Incubator

Maximale Leistung für Mikrobiologie, Hämatologie
und Molekularbiologie

Flexibel	Für Kulturflaschen, Petrischalen (max. 48), Teströhrchen und Platten (max. 28)
Robust	Korrosionsgeschützte Kammer und Metallgehäuse
Leistungsstark	Temperaturbereich +5°C bis +60°C
Zuverlässig	N.I.S.T. rückführbares Thermometer
Dimensionen	Aussen (BxTxH) 28.5 x 28 x 33.5cm Innen (BxTxH) 23 x 20 x 20cm Kapazität 9.2l, Gewicht 8.3kg

Bestellinformationen

Kat-Nr.	Produkt	Menge
AL5110	Mini Incubator, 230V	1 Stück
I5110-shelf	Additional Shelf, 22x18cm	1 Stück
W0020-110C	Teflon Coated Thermometer, -20° - 110°C	1 Stück



Axonlab

Axon Lab AG
www.axonlab.com

Täferstrasse 15
CH-5405 Baden
Tel. +41 (0)56 484 80 80
Fax +41 (0)56 484 80 99
info@axonlab.ch

En Budron E9
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 (0)21 651 71 50
Fax +41 (0)21 651 71 59
info_f@axonlab.ch

Heinrich-Otto-Strasse 1
D-73262 Reichenbach/Stuttgart
Tel. +49 (0)7153 9226-0
Fax +49 (0)7153 9226-26
info@axonlab.de

Gewerbezone 1
A-6404 Polling
Tel. +43 (0) 523 887766
Fax +43 (0) 523 887766-12
info@axonlab.at

Mládežnická 1435
293 01 Mladá Boleslav II
Tel. +420 326 921 318
Fax +420 326 734 202
info@axonlab.cz