

HARTMANN



Peha[®]- instrument

Strumenti monouso
a valore aggiunto



- +** Strumenti di alta qualità, realizzati in gran parte con acciaio riciclato e rifiniti nell'UE
- +** Eccezionale comfort al tatto ed elevata sicurezza del prodotto
- +** Ulteriore possibilità di riciclaggio attraverso il recupero delle materie prime dopo l'uso

Peha®-instrument – Strumenti monouso riciclabili

Dall'acciaio all'acciaio

Sostenibilità

Nessun rilascio di metalli pesanti durante la produzione

Realizzati in gran parte in acciaio inossidabile riciclato di alta qualità e completamente riciclabili in semilavorati industriali

Smaltimento semplice in conformità alla legislazione svizzera come rifiuto medico Classe H 18.01.01

Imballaggio in cartone riciclato al 100%

Processo di lavaggio a energia solare presso impianto situato nell'UE

Sicurezza - Qualità

Conformità MDR e marcatura CE



Nessun rischio da ricondizionamento, nessuna non conformità e nessun peggioramento della qualità e delle prestazioni

Microbiologicamente sicuri

Garanzia di strumenti sterili da parte del produttore

Trasparenza dei costi

Gli strumenti monouso sono sinonimo di trasparenza dei costi in quanto, diversamente dagli strumenti riutilizzabili, non comportano costi di condizionamento, manutenzione e sterilizzazione

Elevata economicità, poiché non comportano costi di ricondizionamento, manutenzione e riparazione, né richiedono documentazione




Nessun rischio di confusione con gli strumenti riutilizzabili grazie a Peha® Colour Lock® e al contrassegno barrato ☒

Resistenti alla scheggiatura e all'abrasione
Resistenti ai solventi

Innocui per l'uomo dal punto di vista tossicologico




Elevata qualità costante garantita grazie alla pulizia, alla marcatura a colori, alla sterilizzazione e al controllo qualità nell'UE




Forbici

Forbici chirurgiche




appuntite/smussate dritte

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
14,5 cm	25	2	991081 EMAp B



smussate/smussate dritte


Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
14,5 cm	25	2	991082
18,0 cm	20	4	991095



appuntite/appuntite dritte


Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
13,0 cm	25	2	991083 EMAp B

Forbici per bendaggi




Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
16,0 cm	20	2	991090

Forbici Iris



dritte


Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
11,5 cm	25	2	991086 EMAp B



curve

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
11,5 cm	25	2	991087 EMAp B


Forbici per unghie



curve

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
9,5 cm	25	2	991091 EMAp B


Forbici fini per preparazione



curve

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
14,5 cm	20	2	991092


Forbici Mayo



smussate/smussate curve

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
15,5 cm	20	2	991094


Forbici Metzenbaum



smussate/smussate curve

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
14,5 cm	25	2	991084


Microforbici a molla



dritte


Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
11,0 cm	15/40*	2	991085 991096*

Forbici per episiotomia Braun-Stadler



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
14,5 cm	20	2	991080

Forbici per cordone ombelicale Schuhmacher




Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
16,0 cm	20	2	991093

*Disponibile a breve con questo REF e UMV

Pinzette


Pinzetta standard anatomica



dritte

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
14,5 cm	25/40*	2	991064 991078*
EMAp B			


Pinzetta standard chirurgica



dritte

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
14,0 cm	25/40*	2	991063 991079*
EMAp B			
16,0 cm	20	2	991070


Pinzetta Adson anatomica



dritte

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
12,0 cm	25/40*	2	991060 991073*
EMAp B			


Pinzetta Adson chirurgica



dritte

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
12,0 cm	25/40*	2	991062 991074*
EMAp B			


Pinzetta per schegge



dritte


Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
9,0 cm	25/40*	2	991065 991069*
EMAp B			

Pinzetta micro Adson anatomica




Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
12,0 cm	25/40*	2	991067 991075*

Pinzetta micro Adson chirurgica



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
12,0 cm	25/40*	2	991066 991076*


Pinzetta DeBakey



dritte


Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
15,5 cm	25/40*	2	991061 991077*

Pinzetta per bendaggi



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
18,0 cm	20	4	991072

Pinzetta Jansen




Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
16,0 cm	15	2	991071

*Disponibile a breve con questo REF e UMV

Pinze


Pinza Halsted-Mosquito anatomica



curva

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
12,5 cm	25	2	991041


Pinza micro Mosquito anatomica



dritta

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
12,5 cm	25	2	991044


Pinza micro Mosquito chirurgica



dritta


Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
12,5 cm	20	2	991050

Pinza per tubi



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
16,0 cm	15	2	991047


Pinza Pean anatomica



dritta

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
14,0 cm	25	2	991040
20,0 cm	20	4	991052


Pinza Kocher chirurgica



dritta

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
14,0 cm	25	2	991042


Pinza Kocher chirurgica



dritta

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
16,0 cm	20	2	991051
18,0 cm	20	4	991053

Pinza per tamponi




dritta

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
16,0 cm	20	2	991046

Porta aghi


Porta aghi Mayo-Hegar



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
12,0 cm	25	2	991031
14,0 cm	25	2	991030
16,0 cm	25	2	991034


Divaricatori

Divaricatore combinato




Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
16,0 cm	15	2	991012

Divaricatore Gillies




Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
18,0 cm	25	4	991026

Divaricatore palpebrale




Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
16,0 cm	20	2	991022

Blefarostato Barraquer-Colibri aperto



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
43,0 cm	25	2	991020


Blefarostato tipo 1 chiuso



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
41,5 cm	25	2	991021


Cucchiai taglienti e accessori

Combinazione di cucchiai taglienti




Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
16,5 cm Lunghezza delle estremità del cucchiaio 5 e 7 mm*	25	2	991010

Combinazione di cucchiai taglienti Jansen




Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
17,0 cm	25	2	991023

Combinazione di cucchiai taglienti Volkman




Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
16 cm Lunghezza delle estremità del cucchiaio 11 e 15 mm*	25	2	991024

Curette Fox




Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
14,5 cm	25/40*	2	991013 991019* EMAp B

Periostotomo Williger



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
16,0 cm	25	2	991025

Cannula bottonuta



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
8,1 cm	25	2	991011 EMAp B

* Precisione delle estremità del cucchiaio +/- 1 mm * Disponibile a breve con questo REF e UMV

Strumenti monouso perfettamente combinati.

Set base di Peha®-instrument

Con i set base sterili di Peha®-instrument, tutti i componenti necessari per eseguire determinati trattamenti sono immediatamente a portata di mano. Veloci, igienici e disposti in modo pratico, sono perfettamente adatti a piccoli interventi chirurgici in ambulanza e consentono di risparmiare prezioso tempo di preparazione.

Set base fine




Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
5	4	991000 991002*

Indice

1 forbice Metzenbaum curva	14,5 cm
1 pinza Halsted-Mosquito anatomica curva	12,5 cm
1 pinzetta Adson anatomica dritta	12,0 cm
1 pinzetta Adson chirurgica dritta	12,0 cm
1 porta aghi Mayo-Hegar	12,0 cm
5 tamponi delle dimensioni di una prugna	N. 3

Set base



Logici
Gli strumenti sono ordinati in base al tipo di intervento specifico, il sistema a triangolo assicura il minimo ingombro

Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
5	4	991001 991003*

Indice

1 forbice Mayo curva smussata/smussata	15,5 cm
1 pinza Kocher chirurgica dritta	14,0 cm
1 pinzetta standard anatomica dritta	14,0 cm
1 pinzetta standard chirurgica dritta	12,0 cm
1 porta aghi Mayo-Hegar	14,0 cm
5 tamponi delle dimensioni di una prugna	N. 3

Igienici
Confezione utilizzabile come vaschetta

Pratici
Piccoli ponticelli, cosiddetti ausili di pick-up, agevolano il prelievo dello strumento

Strumenti monouso perfettamente combinati.

MediSet® con Peha®-instrument

Gli strumenti monouso Peha®-instrument sono disponibili non solo come prodotti singoli, ma anche nei set completi già pronti MediSet®, dove vengono combinati con ulteriori componenti necessari per un determinato intervento, come teli di copertura, tamponi ecc.

I set sono confezionati in blister sterili e pronti all'uso.

I set MediSet® possono essere assemblati in base alle esigenze dei clienti.



Sutura



Rimozione di punti di sutura



Trattamento delle ferite



Ostetricia

Set per il trattamento delle ferite

Confezioni per cartone	Codice articolo
54	479190

Inhalt

- 1 telo di copertura Protect 75 x 75 cm
- 1 pinzetta standard, 14,0 cm, anatomica, in metallo
- 1 pinzetta anatomica, 12,5 cm, blu, in plastica
- 1 forbice Iris, 11,5 cm, dritta, in metallo
- 10 compresse di garza 5 x 5 cm, 17 fili, 8 strati



Strumenti MediSet®

Forbici MediSet®



smussate/smussate

appuntite/appuntite

Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
12,0 cm	15	2	712067 EMAp B
12,0 cm	15	2	478167 EMAp B

Pinzetta MediSet®, anatomica, verde



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
12,5 cm	20	2	712056 EMAp B

Pinzetta MediSet®, a scanalatura fine, grigia



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
12,5 cm	20	2	706031 EMAp B

Curette MediSet®, dermatologica



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
15,5 cm Ø 7 mm	40	2	478112 EMAp B

Pinza per tamponi MediSet®



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
24,0 cm	66	2	470493

Coltellino levapunti MediSet®, curvo, in metallo



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
6,5 cm	100	50	999591 EMAp B

Pinza levapunti metallici MediSet®, in metallo



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
10,0 cm	1	54	706146 EMAp B

Stiletto MediSet®



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
14,0 cm	50	2	478236

Vasto assortimento di contenitori

Disponibile in diverse misure, in polipropilene, trasparente, in confezione singola sterile.

Contenitori



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
60ml	1	240	471742
120ml	1	240	471741
250ml	1	110	471743
500ml	1	60	471744

Bacinella reniforme con 3 x tamponi di garza mis. 3



Misura	Contenuto della confezione	Confezioni per cartone	Codice articolo
800ml	1	35	480926



Tutto a portata di mano
dimensioni delle scatole
pieghevoli standardizzate

Confezione

Prelievo facile e ordinato

Nell'apprezzato e **collaudato sistema di scatole pieghevoli Peha®-instrument**

5 set oppure 15, 20, 25, 40 strumenti per scatola pieghevole

Tutte le confezioni peel-off sono dotate di un'**etichetta EAN rimovibile**

Una scatola pieghevole costituisce un'unità di vendita base

Un cartone di trasporto comprende 2, 4 scatole pieghevoli in caso di strumenti monouso
o 4 scatole pieghevoli in caso di set

Durata di conservazione sterile di 5 anni



Medilab AG
Hauptstrasse 160a
8274 Tägerwilen
www.medilab.ch

medilab
medical equipments